

La tecnica FilaC consente il trattamento delle fistole perianali senza rischio di danneggiare lo sfintere anale e quindi senza rischio di incontinenza fecale. Una sonda laser ed emissione radiale viene introdotta nel percorso fistoloso e grazie all'emissione radiale di energia a 1470 nm il tessuto fistoloso viene denaturato (distrutto). L'energia ha limitata penetrazione e quindi non danneggia i tessuti circostanti (sfinteri). La tecnica è semplice, non ha complicanze, è efficace, dura pochi minuti, non richiede incisioni ed è eseguibile in one day surgery (senza notte).